

GÉZATONE

МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ

M1700



ПОКАЗАНИЯ



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

морщины, дряблость, птоз,
гиперпигментация



ГИПЕРКЕРАТОЗ

фолликулярный, себорейный
гиперкератоз, кератомы



ФОТОСТАРЕНИЕ

участки дисхромии, снижение
тургора, солнечный эластоз



ЖИРНАЯ КОЖА

повышенное салоотделение,
расширенные поры



ПИГМЕНТАЦИЯ мелазма, лентиго,
посттравматическая
и поствоспалительная пигментация



ПРОФИЛАКТИКА И ПОДГОТОВКА

профилактика раннего старения,
подготовка к инвазивным процедурам



ИЗМЕНЕНИЯ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА

расширенные поры,
постакне, рубцы, стрии

НАЗНАЧЕНИЕ

GEZATONE M1700

АППАРАТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНО БОРЕТСЯ С ЭСТЕТИЧЕСКИМИ ДЕФЕКТАМИ КОЖИ, ТАКИМИ КАК РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ, АТРОФИЧЕСКИЕ РУБЦЫ, СТРИИ И Т.Д. ПОДХОДИТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОФИЛАКТИКИ РАННЕГО СТАРЕНИЯ И ПОДГОТАВЛИВАЕТ КОЖУ К ИНВАЗИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ



ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА ОСНОВАНО НА МЕТОДЕ МИКРОИГОЛЬЧАТОГО RF-ЛИФТИНГА

ПРИБОР ОКАЗЫВАЕТ ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ТКАНИ. БЛАГОДАРЯ СОЧЕТАНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОИГЛАМИ И РАДИОЧАСТОТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ.

МИКРОПОВРЕЖДЕНИЯ ИГЛАМИ СТИМУЛИРУЮТ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ. ПРИ ПОМОЩИ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОЧАСТОТНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ НАГРЕВАЮТСЯ ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ СИНТЕЗУ НОВОГО КОЛЛАГЕНА И АКТИВИРУЕТ СКРУЧИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БЕЛКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ КОЖИ И ПРОИСХОДИТ ЕЕ ОМОЛОЖЕНИЕ В ЦЕЛОМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: AC 220V, 50ГЦ
ЧАСТОТА RF: 2 МГЦ - 4 МГЦ
РАЗМЕР ЭКРАНА: 7 ДЮЙМОВ TOUCH SCREEN
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ПЛАСТИК ABS

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИБОР M1700 - 1 ШТ
ДЕРЖАТЕЛЬ МАНИПУЛ - 1 ШТ
ПРОВОД ПИТАНИЯ - 1 ШТ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - 1 ШТ
**ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
НАСАДКИ** - 10 ИГЛ, 25 ИГЛ,
64 ИГЛЫ, НАСАДКА НАНО